

Artroskopi

Arthroscopy



İçindekiler - Artroskopi Table of contents - Arthroscopy	Sayfa Page
Artroskopi-Aletleri Arthroscopic Instruments	3-9
Kavrayıcı Forsepsler Grasping Forceps	10
Artroskopi-Kollar-Aletler Arthroscopy-Hand-Instruments	11-12
Bağlantı vidaları Interference Screws	13
Aksesuarlar Accessories	14
Shaver Uçları Shaver Blades	15-19
Trokar Kılıfları, Trokarlar Trocar sleeves and Trocars	20
Artroskop Arthroscope	21
Fiber ışık kabloları Fibre light cable	22
Artroskopi-bacak tutucular Arthroscopy leg holder	23

EXCALIBUR Arthroscopi-Araçları, 130 mm uzunluk
EXCALIBUR Arthroscopy Instruments, 130 mm length



- x KIRILMAZ
- x DAHA AZ ÇENE PİMLERİ
- x YÜKSEK KESİM KAPASİTESİ
- x KULLANICI DOSTU KOLAY TASARIM

- x Unbreakable
- x Pin less
- x High cutting capacity
- x User friendly design

15-00210

Ördek gagası şeklinde , düz



15-00210

Duckbill stepped, straight

15-00211

Ördek gagası şeklinde , düz
bükük çene



15-00211

Duckbill, straight
up biter

15-00212

Ördek gagası şeklinde
mili eğilmiş



15-00212

Duckbill
upward

15-00213

Ördek gagası şeklinde
sola bükük çene



15-00213

Duckbill
up biter, left

15-00214

Ördek gagası şeklinde
sağabükük çene



15-00214

Duckbill
up biter, right

EXCALIBUR Arthroscopi-Araçları, 130 mm uzunluk
EXCALIBUR Arthroscopy Instruments, 130 mm length



- x KIRILMAZ
- x DAHA AZ ÇENE PİMLERİ
- x YÜKSEK KESİM KAPASİTESİ
- x KULLANICI DOSTU KOLAY TASARIM

- x Unbreakable
- x Pin less
- x High cutting capacity
- x User friendly design



15-00221

Sepet kalıp, kancalı
3,4 mm düz

15-00221

Basket Punch with Hook
3,4 mm straight



15-00220

Sepet kalıp, kancalı
1,0 mm düz

15-00220

Basket Punch with Hook
1,0 mm straight



15-00290

kavrayıcı forseps 2,7 mm,
Timsah çene

15-00290

Grasping forceps straight 2,7 mm,
Alligator jaw

Sökülebilir Aletler, 130 mm uzunluk
Detachable Instruments, 130 mm length









Endoser, sökülebilir teknoloji ile size en modern Artroskopik aletlerini Şimdiye kadar mümkün olmadığı kadar kolay sökülüp doğruca takılabilir ve temizlenebilir özellikleriyle sunar,

With the detachable instruments ENDOSER introduces the latest generation of arthroscopic instruments, which can easily be disassembled for a thorough, so far not possible, cleaning.

- x Alçak çene profili
- x Emniyetli ve rahat parmak hareketi
- x Mükemmel kesme kenarları
- x Operasyon anında maksimum kontrol
- x Rahat kullanım
- x Zor koşullarda kullanımı kolaylaştıran tasarım

- x Low profile Jaw
- x With reliable finger rest
- x Superior cutting edges
- x Maximum control during operation
- x Comfortable handling
- x Design permits application also under extreme conditions

16-00435	Mikro-Makas-Panç		16-00435	Micro-Scissors-Punch
16-20335	Panç , Orta boy		16-20335	Punch, medium
16-40335	Panç ,Uzun boy		16-40335	Punch, long
16-53335	Panç, küçük,15° daha yüksek		16-53335	Punch, small, 15° upward
15-40335	Kanca panç, Künt		15-40335	Hook punch, blunt
15-12035	Kavrayıcı Forseps, 1x2 dişli		15-12035	Grasping forceps, 1x2 teeth

Geniş çeneli pançlar, koruyucu mekanizma , 130 mm uzunluk
Wide jaw punches with protective device, 130 mm length















- x Üstün kesim kalitesi
- x Zor koşullarda uygulama kolaylığı
- x Eliniz ve parmaklarınız için
- x Konforlu kullanım garantisi

- x Outstanding cutting quality
- x Application also under extreme conditions
- x Handle with finger rest guarantees comfortable use

Yaysız ürünler de mevcuttur, lütfen belirtiniz.

Can also be supplied without spring

	Çap Ø mm	geniş	orta	küçük	90°
					
Düz 	3,5	14-00335	14-20335	14-40335	
30° sağ eğim - 30° right 	3,5	14-01335	14-21335	14-41335	
30° sol eğim - 30° left 	3,5	14-03335	14-23335	14-43335	
15° yukarı eğim - 15° upward 	3,5	14-13335	14-33335	14-53335	
orta, 90° sağa medium 90° right 	3,5				14-60335
orta, 90° sola medium 90° left 	3,5				14-62335
küçük, 90° sağa small 90° right 	3,5				14-64335
küçük, 90° sola small 90° left 	3,5				14-66335

Makaslar ve pançlar, koruyucu mekanizma , 130 mm uzunluk,
Scissors and Punches with protective device, 130 mm length












- x Üstün kesim kalitesi
- x Zor koşullarda uygulama kolaylığı
- x Eliniz ve parmaklarınız için
- x Konforlu kullanım garantisi

- x Outstanding cutting quality
- x Application also under extreme conditions
- x Handle with finger rest guarantees comfortable use

Yaysız ürünler de mevcuttur,lütfen belirtiniz.

Can also be supplied without spring

	Ø mm	Kanca Makaslar Hook scissors	Kanca panç, kepçe Hook punch with scoop	Kanca panç, künt Hook punch, blunt	Kanca panç, kaba Hook punch, flat
düz - straight 	2,7	13-00427	13-00327	13-20327	13-40327
	3,5	13-00435	13-00335	13-20335	13-40335
30° sağa - 30° right 	2,7	13-01427	13-01327	13-21327	13-41327
	3,5	13-01435	13-01335	13-21335	13-41335
30° sola - 30° left 	2,7	13-03427	13-03327	13-23327	13-43327
	3,5	13-03435	13-03335	13-23335	13-43335
45° sağa - 45° right 	2,7	13-05427	13-05327	13-25327	13-45327
	3,5	13-05435	13-05335	13-25335	13-45335
45° sola - 45° left 	2,7	13-07427	13-07327	13-27327	13-47327
	3,5	13-07435	13-07335	13-27335	13-47335
7° yukarı - 7° upward 	2,7	13-09427	13-09327	13-29327	13-49327
	3,5	13-09435	13-09335	13-29335	13-49335
7° aşağı - 7° downward 	2,7	13-11427	13-11327	13-31327	13-51327
	3,5	13-11435	13-11335	13-31335	13-51335
15° yukarı - 15° upward 	2,7	13-13427	13-13327	13-33327	13-53327
	3,5	13-13435	13-13335	13-33335	13-53335
15° aşağı - 15° downward 	2,7	13-15427	13-15327	13-35327	13-55327
	3,5	13-15435	13-15335	13-35335	13-55335

Kavrayıcı ve Biopsi forsepsler, koruyucu mekanizma, 130 mm
Grasping and biopsy forceps with protective device, 130 mm length



	Ø mm	Kavrayıcı Forsepsler Grasping forceps	Kavrayıcı Forsepsler 1x2 Dişli Grasping forceps 1x2 teeth	Kavrayıcı Forsepsler 1x2 Grasping forceps 1x2 teeth	Kavrayıcı ve Biopsi Forsepsler Grasping and biopsy forceps
Mandalsız without ratchet	2,7	13-00027			
	3,5	13-00035	13-10035	13-14035	13-20135
Mandallı with ratchet	2,7	13-02027			
	3,5	13-02035	13-12035	13-16035	13-22135

Makaslar ve pançlar, koruyucu mekanizma , 130 mm uzunluk,
Scissors and Punches with protective device, 130 mm length



- x Üstün kesim kalitesi
- x Zor koşullarda uygulama kolaylığı
- x Eliniz ve parmaklarınız için
- x Konforlu kullanım garantisini


- x Outstanding cutting quality
- x Application also under extreme conditions
- x Handle with finger rest guarantees comfortable use

Yaysız ürünler de mevcuttur, lütfen belirtiniz.

Can also be supplied without spring

	Ø mm	Kanca Panç Hook punch	Panç Punch	Panç Punch	Panç Punch	Kanca Makaslar Hook scissors		
		15° yukarı 15° upward	45° sağa 45° right	45° sola 45° left	90° sağa 90° right	90° sola 90° left	45° sağa 45° right	45° sola 45° left
Keççeli with scoop	3,5		13-80335	13-82335	13-90335	13-92335		
Keççesiz without scoop	2,7	13-78327						
	3,5	13-78335	13-86335	13-88335	13-96335	13-98335	13-86435	13-88435

Makaslar-Pançlar Vakum-Pançlar 130 mm uzun.
Scissors-Punches Suction-Punch 130 mm length



14-00435

Mikro-Makas-Panç, 3.5mm düz
Micro-Scissors-Punches, 3.5mm straight



14-70335

Ters Panç, 3.5mm düz, sağ çene
Retrograde Punch, 3.5mm straight, jaws right

14-71335

Ters Panç, 3.5mm düz, sol çene
Retrograde Punch, 3.5mm straight, jaws left



14-80350


Vakum-Panç, 5.0mm
Suction Punch, 5.0mm



14-81350

Vakum-Panç, 5.0mm
Suction Punch, 5.0mm

Kavrayıcı Forsepsler, 110 mm
Grasping Forceps, 110 mm




19-00019

Kavrayıcı Forsepsler,düz

19-00019

Grasping forceps, straight




19-01019

Kavrayıcı Forsepsler,sağa kıvrımlı

19-01019

Grasping forceps, curved right




19-03019

Kavrayıcı Forsepsler,sola kıvrımlı

19-03019

Grasping forceps, c



19-00012

Kavrayıcı Forsepsler, 1x2 Dişli

19-00012

Grasping forceps, 1x2 teeth

Artroskopi-Kollar-Aletler, çalışma uzunluğu: 110 mm
Arthroscopy-Hand-Instruments, working length 110 mm



17-09140
Dereceli kanca
mili 3 mm
Hook Probe
graduated 3 mm




17-09150
Dereceli Kanca
mili 5 mm
Hook Probe
graduated 5 mm



17-02130
Süngü-Bıçak
Bayonet-Knife



17-00140
Muz şeklinde
bıçak ,düz
Banana knife
smooth



17-12140
Muz şeklinde bıçak ,
tırtıklı
Banana knife
toothed



17-08140
Kaşık Ø 3,0 mm
30° eğik
Spoon Ø 3,0 mm
30° curved



17-03140
Halka küret
Ø 3,0 mm
Ring-Curette
Ø 3,0 mm



17-03170
Halka küret
Ø 7,0 mm
Ring-Curette
Ø 7,0 mm



17-05130
Halka mil
sivri
Hook Probe
pointed



17-01140
Bıçak 45°
Knife 45°



17-06140
Meniskotom
Smillie 3,0 mm
Meniscotome
Smillie 3,0 mm



17-02140
Meniskotom
Smillie 5,0 mm
Meniscotome
Smillie 5,0 mm



17-06170
Meniskotom
Smillie 7,0 mm
Meniscotome
Smillie 7,0 mm



17-04140
Neşter-Bıçak
Scalpel-Knife



17-05140
Kanca Bıçak
90°
Hook knife
90°



17-16140
Bıçak ,düz
ucu tırtıklı
Knife, straight,
toothed



17-17130
Tırtıklı Bıçak
30° sola eğimli
Knife toothed,
30° curved left



17-15130
Tırtıklı Bıçak 30°
30° sağa eğimli
Knife toothed,
30° curved right



17-13130
Hilal Bıçak
Sickle Knife

19-00130

Sadece Kol
125 mm
Handle only
125 mm

Artroskopi-Kollar-Aletler, toplam uzunluk 220 mm, değiştirilebilir kollar, ayarlanabilir uzunluk
Arthroscopy-Hand-Instruments, 220 mm total length and interchangeable handle, length adjustable




Ek Vida, Kanül ,Steriller
Interference Screws, canulated, sterile



Ø mm	uzunluk length 20 mm	uzunluk length 23 mm	uzunluk length 25 mm	uzunluk length 30 mm
6 mm		15-15623		
7 mm	15-15720		15-15725	15-15730
8 mm	15-15820		15-15825	15-15830
9 mm	15-15920		15-15925	15-15930



15-17114	Tornavida, Kanüllü , ek vida için,Ø 6 mm	15-17114	Screw driver, canulated for interference screws Ø 6 mm
15-17119	Tornavida, Kanüllü , ek vida için,Ø 7,8,9 mm	15-17119	Screw driver, canulated for interference screws Ø 7,8,9 mm

Aksesuarlar
Accessories

15-17115 Greft Boyutlandırma Bloğu 6 - 10mm 15-17115 Graft sizing block 6 - 10 mm

15-17110 Anahtarlama çübüğü` Ø 4 mm, uzunluk 40 cm 15-17110 Switching Stick Ø 4 mm, length 40 cm

15-17113 Pim kılavuzu-Nitinol Ø 2 mm, uzunluk 37 cm 15-17113 Guide Pin Nitinol Ø 2 mm, length 37 cm



15-15507 Kanüllü delik genişletici kafa 2,5 mm, Ø 7 mm 15-15507 Canulated Headed Reamer 2,5 mm, Ø 7 mm



15-17100 Kılavuz tel, Ø 1,7 mm uzunluk 300 mm 15-17100 Guide Wire, Ø 1,7 mm length 300 mm

15-17101 Kılavuz tel, Ø 2,4 mm uzunluk 435 mm 15-17101 Guide Wire, Ø 2,4 mm length 435 mm

Shaver Uçları, uzunluk 130 mm
Shaver Blades, length 130 mm

YENİ



Derin işaretleme -50mm- depth marking











New

Aşağıdaki sistemlere uyumlu:

- Endoser
- LINVATEC/CONCEPT
- ARTHREX
- ATLANTEC

Fitting for Shaver Systems:

- Endoser
- LINVATEC/CONCEPT
- ARTHREX
- ATLANTEC

	Renk Color	Otoklavlanabilir			Steril, Tek Kullanımlık		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Agresif Full- Radius Resector 	Blue	15-60310	15-60410	15-60510	15-60310S	15-60410S	15-60510S
Extra Agresif Full-Radius 				15-60415	15-60515		
Menisküs kesici 	Red	15-60320	15-60420	15-60520	15-60320S	15-60420S	15-60520S
Sonunda Kesici 				15-60425	15-60525		
Full-Radius Resektör 		15-60330	15-60430	15-60530	15-60330S	15-60430S	15-60530S
Kesici diş 	Red	15-60340	15-60440	15-60540	15-60340S	15-60440S	15-60540S
Kesici 				15-60450			
yuvarlak testere 	Yellow			15-60560			15-60560S
konik testere 	Green			15-60570			15-60570S
oval testere 	Orange			15-60580			15-60580S



Temizleme-Adaptörü 24-00017

Temizleme Fırçası Paketi: 10 adet 24-00016

CLEANING BRUSH PACKED 10 EACH 24-00016

FDA K060172 ve CE 1253

onaylıdır

Shaver Uçları, uzunluk 130 mm
Shaver Blades, length 130 mm

YENİ



Derin işaretleme -50mm- depth marking











New

Aşağıdaki sistemlere uyumlu:

- Dyonics EP1

Fitting for Shaver Systems:

- Dyonics EP1

	Renk Color	Otoklavlanabilir			Steril, Tek Kullanımlık		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Agressif Full-Radius Resector 	Blue	15-62310	15-62410	15-620510	15-62310S	15-62410S	15-62510S
Ekstra Agressif Full-Radius 				15-62415	15-62515		
Menisküs kesici 	Red	15-62320	15-62420	15-62520	15-62320S	15-62420S	15-62520S
Sonunda Kesici 				15-62425	15-62525		
Full-Radius Resektör 		15-62330	15-62430	15-62530	15-62330S	15-62430S	15-62530S
Kesici diş 	Red	15-62340	15-62440	15-62540	15-62340S	15-62440S	15-62540S
Kesici 				15-62450			
vuvarlak testere 	Yellow			15-62560			15-62560S
konik testere 	Green			15-62570			15-62570S
oval testere 	Orange			15-62580			15-62580S



Temizleme Fırçası Paketi: 10 adet

24-00016

FDA K060172 ve



onaylıdır

Temizleme-Adaptörü 24-00018

CLEANING BRUSH PACKED 10 EACH

24-00016

Shaver Uçları, uzunluk 130 mm
Shaver Blades, length 130 mm

YENİ

Derin işaretleme 50.mm depth marking













New

Aşağıdaki sistemlere uyumlu:

Fitting for Shaver Systems:

- Dyonics PS3500 EP

- Dyonics PS3500 EP

	Renk Color	Otoklavlanabilir		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Agresif Full.Radius Resector 	Blue	15-64310	15-64410	15-64510
Ekstra Agresif Full.Radius 	Blue		15-64415	15-64515
Menisküs Kesici 	Red	15-64320	15-64420	15-64520
Sonunda Kesici 	Red		15-64425	15-64525
Full-Radius Resector 	White	15-64330	15-64430	15-64530
Kesici diş 	Red/Blue	15-64340	15-64440	15-64540
Kesici diş 	Red		15-64450	
yuvarlak testere 	Yellow			15-64560
konik testere 	Green			15-64570
oval testere 	Yellow			15-64580

FDA K060172 ve CE₁₂₅₃

Temizleme Fırçası Paketi: 10 adet

24-00016



CLEANING BRUSH FOR BLADES PACKED 10 EACH

24-00016

onaylıdır

Shaver Uçları, uzunluk 130 mm
Shaver Blades, length 130 mm

YENİ

Derin işaretleme 50mm depth marking













New

Aşağıdaki sistemlere uyumlu:

Fitting for Shaver Systems:

- Stryker Formula

- Stryker Formula

	Farbe Color	Otoklavlanabilir			steril, tek kullanımlık		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Agresif Full.Radius Resector 	Blue	15-66310	15-66410	15-66510	15-66310S	15-66410S	15-66510S
Ekstra Agresif Full.Radius 	Blue		15-66415	15-66515			
Menisküs Kesici 	Red	15-66320	15-66420	15-66520	15-66320S	15-66420S	15-66520S
Sonunda Kesici 	Red		15-66425	15-66525			
Full-Radius Resector 	White	15-66330	15-66430	15-66530	15-66330S	15-66430S	15-66530S
Kesici diş 	Red	15-66340	15-66440	15-66540	15-66340S	15-66440S	15-66540S
Kesici 	White		15-66450				
yuvarlak testere 	Yellow			15-66560			15-66560S
konik testere 	Green			15-66570			15-66570S
Oval testere 	Yellow			15-66580			15-66580S

Temizleme Fırçası Paketi: 10 adet 24-00016

FDA K060172 ve CE 1253



CLEANING BRUSH PACKED 10 EACH 24-00016

onaylıdır

Shaver Uçları, uzunluk 130 mm
Shaver Blades, length 130 mm













New

Aşağıdaki sistemlere uyumlu:

Fitting for Shaver Systems:

- Stryker SE-3 / SE-4 / SE-5

- Stryker SE-3 / SE-4 / SE-5

	Farbe Color	Otoklavlanabilir			steril, tek kullanımlık		
		Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm
Agresif Full.Radius Resector 	Blue	15-68310	15-68410	15-68510	15-68310S	15-68410S	15-68510S
Ekstra Agresif Full.Radius 				15-68415	15-68515		
Menisküs Kesici 	Red	15-68320	15-68420	15-68520	15-68320S	15-68420S	15-68520S
Sonunda Kesici 				15-68425	15-68525		
Full-Radius Resector 		15-68330	15-68430	15-68530	15-68330S	15-68430S	15-68530S
Kesici diş 	Red	15-68340	15-68440	15-68540	15-68340S	15-68440S	15-68540S
Kesici 				15-68450			
yuvarlak testere 	Yellow			15-68560			15-68560S
konik testere 	Green			15-68570			15-68570S
Oval testere 	Orange			15-68580			15-68580S

Temizleme Fırçası Paketi: 10 adet


FDA K060172 ve
24-00016




onaylıdır

CLEANING BRUSH PACKED 10 EACH 24-00016

Trokar Kılıfları ve Trokarlar
Trocar sleeves and Trocars



19-32000	Sulama Kanülü, Luer-Lock ile, Trokar dahil set:	19-32000	Irrigation canula with Luer-Lock and Trocar complete consisting of:
19-32001	Sulama kanülü , Luer-Lock ile Ø 3,2 mm	19-32001	Irrigation canula with Luer-Lock Ø 3,2 mm
19-32002	Trokar Sivri, Ø 3,2 mm	19-32002	Trocar pointed, Ø 3,2 mm
19-32003	Trokar künt, Ø 3,2 mm	19-32003	Trocar blunt, Ø 3,2 mm
19-33000	Sulama kanülü, Luer-Lock ile, Trokar dahil,set:	19-33000	Irrigation canula with Luer-Lock and Trocar complete consisting of:
19-33001	Sulama kanülü , Luer-Lock ile Ø 4,5 mm	19-33001	Irrigation canula with Luer-Lock Ø 4,5 mm
19-33002	Trokar sivri, Ø 4,5 mm	19-33002	Trocar pointed, Ø 4,5 mm
19-33003	Trokar künt, Ø 4,5 mm	19-33003	Trocar blunt, Ø 4,5 mm









Trokar Kılıfları ve Trokar özellikleri:

Trocar sleeves and trocars

- X Mükemmel sıvı akışı**
- X 1 veya 2 sabit musluklar / 360°dönebilen musluklar**
- X Hızlı çıkarılabilen kilit sistemi**
- X Paslanmaz Çelik**
- X Bütün görüş yönleri için kullanılabilir**

- x Excellent water flow
- x 1 or 2 fixed stopcocks or rotatable by 360°
- x Quick release fastener system
- x Tubes made of stainless steel
- x Can be used for all directions of view



Uzunluk length	Çap Ø	1 sabit musluklu	2 sabit musluklu	1 dönebilen musluklu	2 Dönebilen Musluklu	Trokar Sivri	Trokar Künt
		with 1 fixed stopcock	with 2 fixed stopcocks	with 1 rotatable stopcock	with 2 rotatable stopcocks	Trocar , pointed	Trocar Blunt
58 mm	1,7 mm						
		19-17601		19-17611		19-17640	19-17641
175 mm	2,7 mm	19-27101	19-27102	19-27111	19-27112	19-27120	19-27121
175 mm	4,0 mm	19-40101	19-40102	19-40111	19-40112	19-40120	19-40121

Artroskopi
Arthroscope

Bütün teleskoplar, en çok kullanılan markalara uyum için, 3 farklı kanül ile donatılmışlardır.

All telescopes are equipped with 3 different light guide connectors for the most common cables

- ③ Storz®/Olympus®-Adaptör
- ④ Wolf® Adaptör
- ⑤ ACMI® Konektör
- ⑥ Storz® Konektör
- ⑦ Okulartrichter / Mercek



19-17500	Artroskop 1,7 mm, düz 0° 58 mm uzunluk, otoklavlanabilir	19-17500	Arthroscope 1,7 mm, straight forward 0°, 58 mm length, autoclavable
19-27000	Artroskop 2,7 mm, 0° derece, 175 mm uzunluk, otoklavlanabilir	19-27000	Arthroscope 2,7 mm, view 0°, 175 mm length, autoclavable
19-27003	Artroskop 2,7 mm, 30° derece, 175 mm uzunluk, otoklavlanabilir	19-27003	Arthroscope 2,7 mm, view 30°, 175 mm length, autoclavable
19-27007	Artroskop 2,7 mm, 70° derece 175 mm uzunluk, otoklavlanabilir	19-27007	Arthroscope 2,7 mm, view 70°, 175 mm length, autoclavable
19-40010	Artroskop 4,0 mm, 0° derece 175 mm uzunluk, otoklavlanabilir	19-40010	Arthroscope 4,0 mm, view 0°, 175 mm length autoclavable
19-40013	Artroskop 4,0 mm, 30° derece 175 mm uzunluk, otoklavlanabilir	19-40013	Arthroscope 4,0 mm, view 30°, 175 mm length autoclavable
19-40017	Artroskop 4,0 mm, 70° derece 175 mm uzunluk, otoklavlanabilir	19-40017	Arthroscope 4,0 mm, view 70°, 175 mm length autoclavable

Tüm Teleskoplar 2,3 bar (134°C)'de otoklavlanabilir

Autoclavable at 2,3 bar (134°C)

Fiber Işık Kabloları Fibre light cable



Tüm ışık kabloları 2,3 bar (134°C)'de otoklavlanabilir

Fibre Light cables, autoclavable at 2,3 bar (134°C)

Ekipman-Adaptörü Equipment adapter	Endoskop-Adaptörü Endoscope adapter	Ø [mm]	uzunluk 1800 mm Length 1800 mm	uzunluk 2300 mm Length 2300 mm	uzunluk 3000 mm Length 3000 mm
Endoser / Storz	Endoser / Storz	3,5	31-00150	31-00151	31-00152
Endoser / Storz	Endoser / Storz	4,8	31-00200	31-00201	31-00202
Winter / Ibe	Endoser / Storz	3,5	31-00160	31-00161	31-00162
Winter / Ibe	Endoser / Storz	4,8	31-00210	31-00211	31-00212
Wolf / HSW	Wolf / HSW	3,5	31-00170	31-00171	31-00172
Wolf / HSW	Wolf / HSW	4,8	31-00220	31-00221	31-00222
ACM / British	ACM / British	3,5	31-00180	31-00181	31-00182
ACM / British	ACM / British	4,8	31-00230	31-00231	31-00232

Tüm yüksek performanslı ışık kabloları
2,3 bar (134°C)'de otoklavlanabilir

High Power Light cables for Light Sources with
high performance,
autoclavable at 2,3 bar (134°C)

Ekipman-Adaptörü Equipment adapter	Endoskop-Adaptörü Endoscope adapter	Ø [mm]	uzunluk 1800 mm Length 1800 mm	uzunluk 2300 mm Length 2300 mm	uzunluk 3000 mm Length 3000 mm
Endoser / Storz	Endoser / Storz	3,5	31-00540	31-00541	31-00542
Endoser / Storz	Endoser / Storz	4,8	31-00500	31-00501	31-00502
Winter / Ibe	Endoser / Storz	3,5	31-00550	31-00551	31-00552
Winter / Ibe	Endoser / Storz	4,8	31-00510	31-00511	31-00512
Wolf / HSW	Wolf / HSW	3,5	31-00560	31-00561	31-00562
Wolf / HSW	Wolf / HSW	4,8	31-00520	31-00521	31-00522
ACM / British	ACM / British	3,5	31-00570	31-00571	31-00572
ACM / British	ACM / British	4,8	31-00530	31-00531	31-00532

Artroskopi Bacak Tutucular Arthroscopy leg holder



Endoser-Artroskopi Bacak Tutucular, hem yatay hem de dikey bir pozisyonda X-Ray ışınlarını geçirir.

Standart turnike manşetleri aletin için yerleştirilebilir

x „VARIO-FIX“, teknolojsi ile her iki yöne yanlamasına 60° ayarlanabilir.

Bu bacak tutucular ayrıca, diğer bütün markaların ürettiği tüm cihaz ve sistemlere uyumludur.

The Endoser leg holder is permeable to x-rays in the horizontal as well as in the vertical way.


Standard Exsanguination Cuffs can be inserted into the holder.

x „VARIO-FIX“, adjustable laterally in both directions by 60°.

These leg holders are suitable for all fixing devices of systems manufactured by other companies.

19-42405 Endoser-Artroskopi Bacak Tutucular

19-42405 Endoser Arthroscopy leg holder



19-42411 "VARIO-FIX" menteşe tertibatı yatay ve dikey 60° ayarlayabilir

19-42411 Clamping device "VARIO-FIX" vertically and horizontally adjustable by 60°

Turnike Manşetleri Exsanguinator



95-09990

Turnike Manşetleri

95-09990

Exsanguinator

Endoser turnike manşetleri hem kol hem bacak için kullanılabilir

The Exsanguinator can be used for the arm or the leg.

Kullanım talimatları:

Method of Application:

x Hastanın eli veya ayağı 1 dakika süreyle havada tutulur, operatör, eli dışarıya çıkana kadar turnikeyi döndürerek koluna iyice giydirir,

x The patient's limb (hand or foot) is elevated for 1 minute and then the exsanguinator is rolled onto the operators arm until his hand comes out the other end.

x Operatör eliyle hastanın sorunlu olan elini ya da ayağını tüm parmaklarını kapsayacak şekilde kavrar

x The operator then grasps the patient's hand or foot, enclosing all digits.

x Uzun yavaşça çekilirken , turniye yuvarlanarak uza doğru itilmelidir

x While pulling gently on the limb the exsanguinator is rolled onto it.

x Turnike , uzunun üzerinde yastıklı manşete dayanana kadar itilmelidir.Yetişkinlerin bacaklarına uygulanırken,turnikenin uzunun en geniş bölümüne kadar itilmesi gerekebilir.

x The exsanguinator is rolled up to the level of a padded tourniquet cuff. For adults legs assistance may be required to roll the sleeve onto the wider part of the thigh.

x Turnike şişirilir.

x Tourniquet inflated.

x Uzunun üzerinde döndürülür.

x Exsanguinator rolled off the limb.

