

Torakoskopi

Thoracoscopy



İçindekiler - Torakoskopi Table of contents - Thoracoscopy	Sayfa Page
Sabit ve Esnek Trokar Kılıfları Rigid and flexible Trocar Sleeves	3
Kanca Uçlu Elektrotlar,Vakum-Sulama Boruları Hook-tip electrodes, Suction and Irrigation tubes	4
Dönebilen ve Sökülebilen Araçlar Rotating and Detachable Instruments	5 - 7
Trokar Kılıfları ve Trokarlar Trocar sleeves, trocars	Bkz. LAP see LAP
Redüktör Kılıfları,Dilatasyon Setleri,LAP-Aksesuarları Reducer sleeves, Dillitation Set, LAP-Accessories	Bkz. LAP see LAP
Otoklavlanabilir Laparoskop Autoclavable Laparoscopes	Bkz. LAP see LAP
Fiber Işık Kabloları , HF Bağlantı Kabloları Fibre light cables, HF connection cables	Bkz. LAP see LAP
Kanca Elektrotlar Hook electrodes	Bkz. LAP see LAP
Monopolar Elektrotlar Monopolar Electrodes	Bkz. LAP see LAP
Vakumlama-Sulama Boruları,Laparoskopi Aksesuarları/ Kolesistektomi Suction and Irrigation tubes, Accessories for Laparoscopy / Cholecystectomy	Bkz. LAP see LAP
Dönebilen ve Sökülebilen Araçlar Rotating and detachable Instruments	Bkz. LAP see LAP
Endo-Kanca-Sistemi, Karaciğer Kaldıraç Endo-Hook-System, Liver elevator	Bkz. LAP see LAP
Kesi Uygulayıcı ve Düğüm Kaydırıcılar Clip-Applier and knot slider instruments	Bkz. LAP see LAP
Temizlik ve Bakım Care and Cleaning	Bkz. LAP see LAP
Biopolar ,sökülebilen Forsepsler Detachable Forseps(biopolar)	Bkz. LAP see LAP
Yedek Parçalar Spare Parts	Bkz. LAP see LAP

Trokar Kılıfları ve Trokarlar
Trocar Sleeves with Trocars**Trokar Kılıfları**

22-00505	Ø 6,0 mm, 50 mm Uzunluk
22-00510	Ø 11,0 mm, 50 mm Uzunluk
22-00513	Ø 13,0 mm, 50 mm Uzunluk

Trocar sleeves

22-00505	Ø 6,0 mm, 50 mm length
22-00510	Ø 11,0 mm, 50 mm length
22-00513	Ø 13,0 mm, 50 mm length

**Trokar Koni Uç**

22-01505	Ø 6,0 mm
22-01510	Ø 11,0 mm
22-01513	Ø 13,0 mm

Trocars with conical tip

22-01505	Ø 6,0 mm
22-01510	Ø 11,0 mm
22-00513	Ø 13,0 mm

**Trokar Kılıfı, Esnek**

22-00605	Ø 6,0 mm, 70 mm Uzunluk
22-00606	Ø 6,0 mm, 100 mm Uzunluk
22-00615	Ø 11,0 mm, 70 mm Uzunluk
22-00616	Ø 11,0 mm, 100 mm Uzunluk

Trocar sleeves, flexible

22-00605	Ø 6,0 mm, 70 mm length
22-00606	Ø 6,0 mm, 100 mm length
22-00615	Ø 11,0 mm, 70 mm length
22-00616	Ø 11,0 mm, 100 mm length

Silikon Kılıflar, 5'li paket

22-00705	Ø 6,0 mm, 70 mm Uzunluk
22-00706	Ø 6,0 mm, 100 mm Uzunluk
22-00715	Ø 11,0 mm, 70 mm Uzunluk
22-00716	Ø 11,0 mm, 100 mm Uzunluk

Silicone sleeves, package of 5 pieces

22-00705	Ø 6,0 mm, 70 mm length
22-00706	Ø 6,0 mm, 100 mm length
22-00715	Ø 11,0 mm, 70 mm length
22-00716	Ø 11,0 mm, 100 mm length








**Trokarlar**

22-01605	Ø 6,0 mm, 70 mm Uzunluk
22-01606	Ø 6,0 mm, 100 mm Uzunluk
22-01615	Ø 11,0 mm, 70 mm Uzunluk
22-01616	Ø 11,0 mm, 100 mm Uzunluk

Trocars

22-01605	Ø 6,0 mm, 70 mm length
22-01606	Ø 6,0 mm, 100 mm length
22-01615	Ø 11,0 mm, 70 mm length
22-01616	Ø 11,0 mm, 100 mm length

Kanca Uç Elektrotlar, Vakum-Sulama Boruları Ø 5 mm x 330 mm
 Hook-tip electrodes, Suction and Irrigation tubes Ø 5 mm x 330 mm

			
22-00003	Kanca Uç Elektrotlar, Künt		22-00003 Hook tip electrode, blunt
22-00005	Kanca Uç Elektrotlar, Elmas-Kesim yüzey		22-00005 Hook tip electrode, diamond shaped cutting surface
22-00006	Diseksiyon Spatulası-izolasyonlu		22-00006 Dissecting Spatula, insulated
			
22-00014	Diseksiyon Kanca,Sağa açılı İzolasyonlu,vakum-sulama borusu veboru kapakçık sistemi dahil,		22-00014 Dissecting Hook, right-angled, insulated, with suction and trumpet valve
			
22-00600	Vakum-Sulama Boru Ø 5 mm, Komple Set: içerir:		22-00600 Suction-Irrigation tube set Ø 5 mm complete consisting of:
22-00601	Vakum-Sulama borusu,dereceli		22-00601 Suction-Irrigation tube, graduated
22-00602	Vakum-Sulama borusu,sivri		22-00602 Suction-Irrigation tube, pointed
27-00604	Sürgülü vana		27-00604 Sliding valve

YENİ ENDOSER LAPAROSKOPİ CİHAZLARI

Endoser, en yeni laparoskopi ürün hattını size sunuyor, "Kolay Değişim".

Ergonomik hafif tasarım, mükemmel temizleme özelliği, hızlı, etkin ve basit. Ayrıca, ekstra hızlı temizleme imkanı olan "Luer Lock" kilitleme sistemi de bütün ürünlere eklendi. Tek parmağınızla basarak, çok kolay bir şekilde kaldırılabilen hareket kolları mevcut, bu kadar hızlı kilitleme başka hiçbir uzunlukta ve başka hiçbir vide da mümkün olmamıştır.

Kolay tutuş için yeni ve konforlu mandallar geliştirdik. Böylece, kullanıcıların parmaklarının duruşu sanki mandalsız bir kol tutar gibi rahat oluyor. Geleneksel mandallı kollardaki engeller ve zorluklar da giderildi.

"Kolay Değişim" hattı, 5 mm ve 10 mm seçenekler ile mevcuttur. Hem de her iki boyda ekleri aynı kulpla kullanabilirsiniz. Bütün ürünler 360° dönebilir ve otoklavlanabilir. Ürünler kolayca kulp, dış tüp ve çalışma eki olarak 3 parçaya ayrılabilir.

**NEW ENDOSER
LAPAROSCOPY
INSTRUMENT LINE- "easy change"**

The following benefits offers the newest ENDOSER Laparoscopy instrument line „easy change“:

Ergonomic light design, excellent cleaning quality e.g. fast, effective and simple.


Every instruments features additionally extra fast cleaning possibility via „Luer Lock“.

Very easy and simple handling as handle can be removed by pressing with one finger, this corresponds to a quick lock as no screws are used any longer.

For handles with ratchet we developed a new comfortable ratchet design with easy handling. The users finger posture is the same like holding a handle without ratchet.

The handicap through the traditional ratchet on the handle is cancelled.

„Easy change line“ is in 5mm and in 10mm available. NEW !! for 5mm inserts as well as for the 10mm you use the same handle. All instruments are 360° rotatable and autoclavable. Can be taken apart fast and easily into 3 parts: handle, outer tube and working insert.



Dönebilen ve Sökülebilir araçlar Ø 5 mm x 330 mm
Rotating- and Detachable instruments Ø 5 mm x 330 mm



	Uzunluk Diameter	Kol Handle 36-000-001	Kol Handle 36-000-003	Kol Handle 36-000-005	Kol Handle 36-000-007
	Ürün Nr. Insert no.	Komple Araç 5,0 mm Complete Instrument 5,0 mm			
		Peritoneal Makas, düz Peritoneal scissors, straight			
	38-082-100	38-082-101			
		Diseksiyon makasları , METZENBAUM, kıvrımlı Dissecting scissors METZENBAUM, curved			
	38-056-100	38-056-101			
		Kavrayıcı makaslar, narin desen Grasping forceps, delicate pattern			
	38-066-100				38-066-107
		Diseksiyon forpsleri, atravmatik, tırtıklı Dissecting forceps, atraumatic serration			
	38-070-100			38-070-105	
		Kavrayıcı forseps, atravmatik, De Bakey Grasping forceps, atraumatic, De Bakey			
	38-242-100				38-242-107
		Kavrayıcı forseps 2 x 3 Dişli Grasping forceps, 2 x 3 teeth			
	38-076-100				38-076-107
		Endo-Forceps, tek De Bakey, yakın korumalı Endo-Forceps, single De Bakey, with closing protection			
	38-198-100				38-198-107

Daha çok seçenek için, Laparoskopi bölümüne göz atınız.
Further instruments, see Laparoscopy

Dönebilen ve Sökülebilir Kavrayıcı Forsepsler Ø 10 mm x 330 mm
Rotating- and Detachable Grasping Forceps Ø 10 mm x 330 mm

"easy change"



	Uzunluk Diameter	Kol Handle 36-000-001	Kol Handle 36-000-003	Kol Handle 36-000-005	Kol Handle 36-000-007
	Ürün Nr. Insert no.	Komple Araç 10,0 mm Complete Instrument 10,0 mm			
		Satinsky Kavrayıcı, atravmatik Satinsky grasper, atraumatic			
	38-245-000				38-245-207
		Akciğer Kavrayıcı, atravmatik Lung grasper, atraumatic			
	38-250-000				38-250-207
		Akciğer Kavrayıcı, atravmatik Lung grasper, atraumatic			
	38-251-000				38-251-207
		Endo-Akciğer Palpasyon forsepsi, çene uzun. 50 mm Endo-Lung Palpation forceps, jaw length 50 mm			
	38-231-000	38-231-201		38-231-205	
		Endo-Akciğer Palpasyon forsepsi, çene uzun. 60 mm Endo-Lung Palpation forceps, jaw length 60 mm			
	38-232-000	38-232-201		38-232-205	

Dış Boru
Outer tube

36-000-200 10 mm



Daha çok seçenek için, Laparoskopi bölümüne göz atınız.
Further instruments, see Laparoscopy