

Jinekoloji

Gynaecology



İçindekiler - Jinekoloji	Sayfa
Table of contents - Gynaecology	Page
Tanı İçin Sürekli Akış Kılıfları Continuous flow sheaths for diagnostic	3 - 5
Operasyon İçin Sürekli Akış Kılıfları OP continuous flow sheaths	6-7
Histeroskoplara Hysteroscopes	8
Işık Kabloları Light cables	9
Yarı Esnek Araçlar Semi-rigid Instruments	10
Rahim Manipölatörü Uterus-Manipulator	11
Rahim İçi Kanülü, Myom Delgisi Intra-Uterine canula, Myom drill	12
Halka Aplikatör, Op-Laparoskoplara Ring applicator, OP-Laparoscopes	13
Dönebilen ve Sökülebilen Araçlar Rotating and Detachable Instruments	14 - 17
Biopolar (2 kutuplu) Forsepsler Bipolar Forceps	18 - 20
Çalışma Elemanları (24 CH) Working elements (24 Fr.)	21
Monopolar(Tek Kutuplu) Elektrotlar (24 CH) Monopolar Electrodes (24 Fr.)	22 - 23
HF-Bağlantı Kabloları HF connection cables	24
Rezektoskop Kılıfları, Obtüratörler (24 Fr.) Resectoscope sheath, Obturators (24 Fr.)	25
Çalışma Elemanları (19 Fr.) Working elements (19 Fr.)	26
Monopolar(Tek Kutuplu) Elektrotlar (19 Fr.) Monopolar Electrodes (19 Fr.)	27
Sürekli Akış Kılıfları, Obtüratörler (19 CH) Continuous flow sheath, Obturators (19 Fr.)	28

Tanı İçin Sürekli Akış Kılıfları 4 mm Optik 30°
Continuous flow sheath for diagnostic for 4 mm Optics 30°



26-00110

Tanı İçin Sürekli Akış Kılıfı set:
Ø 6,5 mm iç ve dış kılıftan oluşur

26-00110

Continuous flow sheath for
Diagnostic complete, Ø 6,5 mm
consisting of
outer sheath and inner sheath



26-00111

Dış Kılıf, Ø 6,5 mm

26-00111

Outer sheath, Ø 6,5 mm



26-00112

İç Kılıf 30°, Ø 5,4 mm

26-00112

Inner sheath 30°, Ø 5,4 mm



26-00113

Obtüratör

26-00113

Obturator

Tanı için Sürekli Akış Kılıfları 4 mm Optik 0°
Continuous flow sheath for diagnostic for 4 mm Optics 0°



26-00114

Tanı için Sürekli Akış Kılıfları set:
Ø 6,5 mm
İç ve Dış boruları içerir

26-00114

Continuous flow sheath for
diagnostic complete, Ø 6,5 mm
consisting of
outer sheath and inner sheath



26-00111

Dış Boru, Ø 6,5 mm

26-00111

Outer sheath, Ø 6,5 mm



26-00115

İç Boru 0°, Ø 5,4 mm

26-00115

Inner sheath 0°, Ø 5,4 mm



26-00113

Obtüratör

26-00113

Obturator

Tanı için Sürekli Akış Kılıfları 2,7 - 2,9 mm Optik 30°
Continuous flow sheath for diagnostic for 2,7 - 2,9 mm Optics 30°



26-00116

Tanı için Sürekli Akış Kılıfları Set:
Ø 5,0 mm
İç ve Dış Boruları içerir

26-00116

Continuous flow sheath
for diagnostic complete, Ø 5,0 mm
consisting of
outer sheath and inner sheath



26-00117

Dış Boru, Ø 5,0 mm

26-00117

Outer sheath, Ø 5,0 mm



26-00118

İç Boru 30°, Ø 3,7 mm

26-00118

Inner sheath 30°, Ø 3,7 mm



26-00119

Obtüratör

26-00119

Obturator

Operasyon için Sürekli Akış Kılıfları 4 mm Optik 30°
OP continuous flow sheath for 4 mm Optics 30°



26-00120

Operasyon için Sürekli Akış Kılıfları Set:
oval, 7 Fr çalışma kanallı,yarı-esnek araçlar için.

26-00120

OP continuous flow sheath oval
with working channel 7 Fr. for
semi-rigid instruments
consisting of
outer sheath and inner sheath



26-00121

Dış Kılıf ,oval
Vakumlama işlemi için delikli,

26-00121

Outer sheath oval
with perforation for suction



26-00122

Oval İç Kılıf
7 Fr çalışma kanallı,yarı-esnek araçlar için

26-00122

Inner sheath oval
with working channel 7 Fr. for
semi-rigid instruments

Operasyon için Sürekli Akış Kılıfları 2,7 - 2,9 mm Optik 30°
OP continuous flow sheath for 2,7 - 2,9 mm optics 30°



26-00123 Operasyon için Sürekli Akış Kılıfları Set:
oval, 5 Fr çalışma kanallı,yarı-esnek araçlar için.
İç ve Dış Boru dahil.

26-00123 OP continuous flow sheath oval
with working channel 5 Fr.
consisting of
outer sheath and inner sheath



26-00124 Dış Kılıf ,oval
Vakumlama işlemi için delikli,

26-00124 Outer sheath oval
with perforation for suction



26-00125 Oval İç Kılıf
5 Fr çalışma kanallı,yarı-esnek araçlar için

26-00125 Inner sheath oval
with working channel 5 Fr.

Daslanmaz Çelik


Histeroskop
Hysteroscopes

stainless steel

Bütün teleskoplar en çok kullanılan markalar için uyumlu,3 farklı ışık konektörleri ile donatılmıştır

All telescopes are equipped with 3 different light guide connectors for the most common cables

- ③ Storz®/Olympus®-Adaptör
- ④ Wolf® /Adaptör
- ⑤ ACM® / Konektör
- ⑥ Storz® / Konektör
- ⑦ Okulartrichter / Mercek



31-00094 Histeroskop, 4mm, Düz
0°Derece, 302 mm , otoklavlanabilir

31-00094 Hysteroscope, 4mm,
straight forward 0°,
302 mm length autoclavable

31-00095 Histeroskop, 4mm,
Öne eğik , 12°Derece
302 mm , otoklavlanabilir

31-00095 Hysteroscope, 4mm,
forward-oblique 12°,
302 mm length, autoclavable

31-00096 Histeroskop, 4mm,
Öne eğik , 30°Derece ,
302 mm , otoklavlanabilir

31-00096 Hysteroscope, 4mm,
forward-oblique 30°,
302 mm length, autoclavable



31-00067 Histeroskop, 2,7mm, Düz
30°Derece, 302 mm , otoklavlanabilir

31-00067 Hysteroscope, 2,7mm,
straight forward 30°,
302 mm length autoclavable,

Fiber Işık Kabloları

Fibre Light cables



Fiber Işık kabloları 2,3 bar (134°C) de otoklavlanabilir

Fibre Light cables, autoclavable at 2,3 bar (134°C)

Cihaz Adaptörü Equipment adapter	Endoskop-Adaptörü Endoscope adapter	Ø [mm]	Uzunluk 1800 mm Length 1800 mm	Uzunluk 2300 mm Length 2300 mm	Uzunluk 3000 mm Length 3000 mm
Endoser / Storz	Endoser / Storz	4,8	31-00200	31-00201	31-00202
Endoser / Storz	Endoser / Storz	6,0	31-00205	31-00206	31-00207
Winter / Ibe	Endoser/ Storz	4,8	31-00210	31-00211	31-00212
Winter / Ibe	Winter / Ibe	6,0	31-00215	31-00216	31-00217
Wolf / HSW	Wolf / HSW	4,8	31-00220	31-00221	31-00222
Wolf / HSW	Wolf / HSW	6,0	31-00225	31-00226	31-00227
ACM / British	ACM / British	4,8	31-00230	31-00231	31-00232
ACM / British	ACM / British	6,0	31-00235	31-00236	31-00237

Yüksek Performanslı Işık Kabloları:
2,3 bar (134°C) 'de otoklavlanabilir

High Power Light cables for Light Sources with
high performance,
autoclavable at 2,3 bar (134°C)

Cihaz Adaptörü Equipment adapter	Endoskop-Adaptörü Endoscope adapter	Ø [mm]	Uzunluk 1800 mm Length 1800 mm	Uzunluk 2300 mm Length 2300 mm	Uzunluk 3000 mm Length 3000 mm
Endoser / Storz	Endoser / Storz	4,8	31-00500	31-00501	31-00502
Winter / Ibe	Endoser / Storz	4,8	31-00510	31-00511	31-00512
Wolf / HSW	Wolf / HSW	4,8	31-00520	31-00521	31-00522
ACM / British	ACM / British	4,8	31-00530	31-00531	31-00532

Yarı esnek Araçlar
Semi-rigid Instruments



26-00670 .

Makas, Tek çene hareketi,
yarı esnek, 5 Fr

26-00670

Scissors, single jaw action,
semi-rigid, 5 Fr.

26-00671

Makas, Tek çene hareketi,
yarı esnek , 7 Fr.

26-00671

Scissors, single jaw action,
semi-rigid, 7 Fr.



26-00673

Biyopsi Forsep, Tek çene hareketi
Oval Kaşık, Tırtıklı, yarı esnek, 7 Fr.

26-00673

Biopsy forceps, single jaw action,
oval spoon, serrated,
semi-rigid, 7 Fr.



26-00675

Biyopsi panç, Tek çene hareketi ,
yarı esnek , 6 Fr.

26-00675

Biopsy punch, single jaw action,
semi-rigid, 6 Fr.

Rahim-Manipulatörü
Uterus-Manipulator



26-02420	Rahim-Manipulatörü -Set + 6 Adaptör, içerir:	26-02420	Uterus-Manipulator-Set with 6 adapters, consisting of:
26-02421	Rahim-Manipulatörü	26-02421	Uterus-Manipulator
26-02422	Adaptör Ø 8 x 80 mm	26-02422	Adapter Ø 8 x 80 mm
26-02423	Adaptör Ø 10 x 100 mm	26-02423	Adapter Ø 10 x 100 mm
26-02424	Adaptör Ø 3 x 45 mm	26-02424	Adapter Ø 3 x 45 mm
26-02425	Adaptör Ø 3 x 55 mm	26-02425	Adapter Ø 3 x 55 mm
26-02426	Adaptör Ø 3,2 x 34 mm	26-02426	Adapter Ø 3,2 x 34 mm
26-02427	Adaptör Ø 3,2 x 45 mm	26-02427	Adapter Ø 3,2 x 45 mm

COHEN'E göre Rahim İçi Kanülü
Intra-Uterine canula acc. COHEN



26-00040

Rahim içi kanülü set:
Küçük ve Geniş Adaptörler içerir,

26-00040

Intra-Uterine canula incl.
adapter small and Adapter large

26-00041

Küçük Adaptör



26-00041

Adapter small

26-00042

Geniş Adaptör



26-00042

Adapter large

Myom Delgisi

Myom drill



26-00032

Myom Delgisi, Ø 5 mm,
Uzunluk: 330 mm

26-00032

Myom drill, Ø 5 mm,
length 330 mm

26-00033

Myom Delgisi, Ø 5 mm,
Uzunluk 420 mm

26-00033

Myom drill, Ø 5 mm,
length 420 mm

26-00034

Myom Delgisi, Ø10 mm,
Uzunluk 330 mm

26-00034

Myom drill, Ø 10 mm,
length 330 mm

26-00035

Myom Delgisi, Ø 10 mm,
Uzunluk 420 mm

26-00035

Myom drill, Ø 10 mm,
length 420 mm

Halka Aplikatörler
Ring applicators

26-03100	Halka Aplikatörler (ilk girinti) uzunluk. 330 mm, Ø 6 mm Yükleme aracı +Konik parça	26-03100	Ring applicator (first recess) length 330 mm, Ø 6 mm with loading device + cone
26-03105	Halka Aplikatörler (ikinci girinti) uzunluk 300 mm, Ø 6,5 mm	26-03105	Ring applicator (second recess) usable length 300 mm, Ø 6,5 mm
Ø 7 mm sıradan Trokar kılıfı ile kullanılır.		To be used with a regular trocar sleeve Ø 7 mm	

26-03101	Yükleme aracı		26-03104	Lading equipment
26-03102	Konik parça		26-03102	Cone component

OP-Laparoskop
OP-Laparoscope

31-00055	OP-Laparoskop 0°, Ø 10 mm Çalışma uzun: 268 mm, Çalışma Kanalı Ø 6 mm otoklavlanabilir	31-00055	OP-Laparoscope 0°, Ø 10 mm working length 268 mm, working channel Ø 6 mm autoclavable
31-00056	Cihaz kanalı için Adaptör silikon kapak dahil.	31-00056	Adapter for instrument channel incl. silicone seal

YENİ ENDOSER LAPAROSKOPİ CİHAZLARI

Endoser, en yeni laparoskopi ürün hattını size sunuyor, "Kolay Değişim".

Ergonomik hafif tasarım, mükemmel temizleme özelliği, hızlı, etkin ve basit. Ayrıca, ekstra hızlı temizleme imkanı olan "Luer Lock" kilitleme sistemi de bütün ürünlere eklendi. Tek parmağınızla basarak, çok kolay bir şekilde kaldırılabilen hareket kolları mevcut, bu kadar hızlı kilitleme başka hiçbir uzunlukta ve başka hiçbir vide da mümkün olmamıştır.

Kolay tutuş için yeni ve konforlu mandallar geliştirdik. Böylece, kullanıcıların parmaklarının duruşu sanki mandalsız bir kol tutar gibi rahat oluyor. Geleneksel mandallı kollardaki engeller ve zorluklar da giderildi.

"Kolay Değişim" hattı, 5 mm ve 10 mm seçenekler ile mevcuttur. Hem de her iki boyda ekleri aynı kulpla kullanabilirsiniz. Bütün ürünler 360° dönebilir ve otoklavlanabilir. Ürünler kolayca kulp, dış tüp ve çalışma eki olarak 3 parçaya ayrılabilir.

NEW ENDOSER LAPAROSCOPY INSTRUMENT LINE- "easy change"

The following benefits offers the newest ENDOSER Laparoscopy instrument line „easy change“:

Ergonomic light design, excellent cleaning quality e.g. fast, effective and simple.


Every instruments features additionally extra fast cleaning possibility via „Luer Lock“.

Very easy and simple handling as handle can be removed by pressing with one finger, this corresponds to a quick lock as no screws are used any longer.

For handles with ratchet we developed a new comfortable ratchet design with easy handling. The users finger posture is the same like holding a handle without ratchet.













The handicap through the traditional ratchet on the handle is cancelled.

„Easy change line“ is in 5mm and in 10mm available. NEW !! for 5mm inserts as well as for the 10mm you use the same handle. All instruments are 360° rotatable and autoclavable. Can be taken apart fast and easily into 3 parts: handle, outer tube and working insert.



Makaslar, Biyopsi forseps \varnothing 5mm
Scissors, Biopsy forceps \varnothing 5mm

"easy change"

	Uzunluk Working length	Kol Handle 36-000-001	Kol Handle 36-000-003	Kol Handle 36-000-005	Kol Handle 36-000-007
	330 mm 430 mm				
	Ürün Nr. Insert no.	Komple Araç 5 mm Complete Instrument 5 mm			
		Kanca makaslar, düz Hook scissors, straight			
	36-051-000 37-051-000	36-051-101 37-051-101			
		Peritoneal makaslar, düz Peritoneal scissors, straight			
	36-082-000 37-082-000	36-082-101 37-082-101			
		METZENBAUM, Diseksiyon makaslar, düz METZENBAUM, Dissecting scissors, straight			
	36-054-000 37-054-000	36-054-101 37-054-101			
		METZENBAUM, Diseksiyon makaslar, kıvrımlı METZENBAUM, Dissecting scissors, curved			
	36-056-000 37-056-000	36-056-101 37-056-101			
		Biyopsi forsepsler Biopsy forceps			
	36-063-000 37-063-000	36-063-101 37-063-101			
		Biyopsi forsepsler, dişli Biopsy forceps with thorn			
	36-064-000 37-064-000	36-064-101 37-064-101			
		BLAKESLY, Biyopsi forsepsler BLAKESLY, Biopsy forceps			
	36-081-000 37-081-000	36-081-101 37-081-101			
		Biyopsi punç Biopsy punch			
	36-060-000 37-060-000	36-060-101 37-060-101			

Dış Boru 330 mm 36-000-100 5mm
Outer tube 430 mm 37-000-100 5mm
















Tüm kol-uç kombinasyonları mümkündür.

All further handle-combinations are also possible of course.

Bütün „easy change“ teknoloji araçlarımız uç kısımlarına kadar izolasyonludur.

The advantage of the new „easy change“-instrument is the insulation, which reaches until the tip of the instrument.

Biyopsi Forsepsler, Pançlar ve Kavrama forsepsleri Ø 5mm *"easy change"*
 Biopsy Forceps, -Punches and Grasping Forceps Ø 5mm

	Uzunluk Working length	Kol Handle 36-000-001	Kol Handle 36-000-003	Kol Handle 36-000-005	Kol Handle 36-000-007
	330 mm 430 mm				
	Ürün Nr. Insert no.	Komple Araç , 5 mm Complete Instrument 5 mm			
		Biyopsi panç Biopsy punch			
	36-062-000	36-062-101			
	37-062-000	37-062-101			
		Kavrayıcı Forsepsler Grasping forceps			
	36-065-000	36-065-101	36-065-103		
	37-065-000	37-065-101	37-065-103		
		Kavrayıcı Forsepsler , Fenestre Grasping forceps Fenestrated			
	36-079-000		36-079-103		
	37-079-000		37-079-103		
		Kavrayıcı Forsepsler , narin desen Grasping forceps, delicate pattern			
	36-066-000		36-066-103		
	37-066-000		37-066-103		
		Kavrayıcı Forsepsler , kaba desen Grasping forceps, heavy pattern			
	36-078-000		36-078-103		
	37-078-000		37-078-103		
		Kavrayıcı Forsepsler , Grasping forceps			
	36-068-000		36-068-103		
	37-068-000		37-068-103		
		Kavrayıcı Forsepsler , sivri Grasping forceps, pointed			
	36-069-000		36-069-103		
	37-069-000		37-069-103		
		Kavrayıcı Forsepsler Grasping forceps			
	36-075-000		36-075-103		
	37-075-000		37-075-103		
		Diseksiyon forsepsi, atravmatik Dissecting forceps, atraumatic			
	36-070-000	36-070-101	36-070-103		
	37-070-000	37-070-101	37-070-103		











Dış boru 330 mm 36-000-100 5mm
 Outer tube 430 mm 37-000-100 5mm



Tüm kol-uç kombinasyonları mümkündür.
 All further handle-combinations are also possible of course.
 Bütün „easy change“ teknoloji araçlarımız uç kısımlarına kadar izolasyonludur.
 The advantage of the new „easy change“-instrument is the insulation, which reaches until the tip of the instrument.

Kavrayıcı ve Diseksiyon Forsepsi Ø 5mm
Grasping and Dissecting Forceps Ø 5mm

"easy change"

	uzunluk Working length	Kol Handle 36-000-001	Kol Handle 36-000-003	Kol Handle 36-000-005	Kol Handle 36-000-007
	330 mm 430 mm				
	Ürün Nr. Insert no.	Komple Araç , 5 mm Complete Instrument 5 mm			
		MARYLAND, Diseksiyon Forsepsi, kıvrımlı MARYLAND, Dissecting forceps, curved			
	36-072-000	36-072-101			
	37-072-000	37-072-101			
		Diseksiyon forsepsi, kıvrımlı 45° Dissecting forceps, curved 45°			
	36-246-000	36-246-101		36-246-105	
	37-246-000	37-246-101		37-246-105	
		Diseksiyon forsepsi, kıvrımlı 90° Dissecting forceps, curved 90°			
	36-247-000	36-247-101		36-247-105	
		Kavrama forsepsi, atrvmatik, De Bakey Grasping forceps, atraumatic, De Bakey			
	36-242-000		36-242-103		36-242-107
	37-242-000		37-242-103		37-242-107
		Kavrama forsepsi, Grasping forceps			
	36-077-000		36-077-103		
	37-077-000		37-077-103		
		Kavrama forsepsi, 2x3 Dişli Grasping forceps 2x3 teeth			
	36-076-000		36-076-103		
	37-076-000		37-076-103		

Diş Boru 330 mm 36-000-100 5mm
Outer tube 430 mm 37-000-100 5mm




Tüm kol-uç kombinasyonları mümkündür.
All further handle-combinations are also possible of course.
Bütün „easy change“ teknoloji araçlarımız uç kısımlarına kadar izolasyonludur.
The advantage of the new „easy change“-instrument is the insulation, which reaches until the tip of the instrument.

Sökülebilir biyopolar Pıhtılaştırma Forsepsi Ø 5 mm x 450 mm
Detachable bipolar Coagulation Forceps Ø 5 mm x 450 mm


MONTELİ ARA

ASSEMBLED INSTRUMENT



SÖKÜLMÜ ARA

DISASSEMBLED INSTRUMENT



26-210-980 Biyopolar Forseps, yivli uç Set:

26-210-980 Bipolar Forceps with fluted bit complete consisting of:

26-210-000 Ek Forseps

26-210-000 Insert forceps

26-000-920 Dış Boru Ø 5 mm

26-000-920 Outer tube Ø 5 mm

26-000-910 İç Boru

26-000-910 Inner tube

26-000-980 Kol

26-000-980 Handle



26-211-980 Biyopolar Forseps , 3 mm yivli uç set:

26-211-980 Bipolar Forceps with 3 mm bit complete consisting of:

26-211-000 Ek Forseps

26-211-000 Insert forceps

26-000-920 Dış Boru Ø 5 mm

26-000-920 Outer tube Ø 5 mm

26-000-910 İç Boru

26-000-910 Inner tube


26-000-980 Kol

26-000-980 Handle

Sökülebilir Biyopolar Pıhtılaştırma Forsepsi Ø 5 mm x 450 mm
Detachable bipolar Coagulation Forceps Ø 5 mm x 450 mm

MONTELİ ARA

ASSEMBLED INSTRUMENT



SÖKÜLMÜŞ ARAÇ

DİSSEMBLED INSTRUMENT



26-212-980 Biyopolar Forseps,dalgalı boru
Set:
26-212-000 Ek Forseps
26-000-920 Dış Boru Ø 5 mm
26-000-910 İç Boru
26-000-980 Kol

26-212-980 Bipolar Forceps with
rippled bar complete
consisting of:
26-212-000 Insert forceps
26-000-920 Outer tube Ø 5 mm
26-000-910 Inner tube
26-000-980 Handle



26-213-981 Biyopolar Makaslar
Set:
26-213-000 Ek Forseps
26-000-920 Dış Boru Ø 5 mm
26-000-910 İç Boru
26-000-981 Kol

26-213-981 Bipolar Scissors complete
consisting of:
26-213-000 Insert forceps
26-000-920 Outer tube Ø 5 mm
26-000-910 Inner tube
26-000-981 Handle

Sökülebilir Biyopolar Pıhtılaştırma Forsepsi Ø 5 mm x 450 mm
Detachable bipolar Coagulation Forceps Ø 5 mm x 450 mm



26-209-980	Biyopolar Forsepsi Klepping set:	26-209-980	Bipolar Forceps Klepping complete consisting of:
26-209-000	Ek Forsepsi	26-209-000	Insert forceps
26-000-920	Dış Boru Ø 5 mm	26-000-920	Outer tube Ø 5 mm
26-000-910	İç Boru	26-000-910	Inner tube
26-000-980	Kol	26-000-980	Handle



26-208-980	Biyopolar Disektör MARYLAND set:	26-208-980	Bipolar Dissector MARYLAND complete consisting of:
26-208-000	Ek Forsepsi	26-208-000	Insert forceps
26-000-920	Dış Boru Ø 5 mm	26-000-920	Outer tube Ø 5 mm
26-000-910	İç Boru	26-000-910	Inner tube
26-000-980	Kol	26-000-980	Handle



28-00440	Adaptör	28-00440	Adapter
----------	---------	----------	---------



28-00400	Valleylab-fiş	28-00400	Valleylab-plug
----------	---------------	----------	----------------



28-00410	Codman-fiş	28-00410	Codman-plug
----------	------------	----------	-------------



28-00420	Erbe-Fiş	28-00420	Erbe-plug
----------	----------	----------	-----------



28-00430	Martin/Berchtold-Fiş	28-00430	Martin/Berchtold-plug
----------	----------------------	----------	-----------------------

Çalışma Elemanları

Working elements



26-02102

Çalışma Elemanı 24 FR, Pasif
Paslanmaz Çelik

26-02102

Working element 24 Fr., passive,
stainless steel









26-02112

Çalışma Elemanı 24 FR, Aktif
Paslanmaz Çelik

26-02112

Working element 24 Fr., active,
stainless steel

Monopolar Elektrotlar ,Tek Kök
Unipolar Electrodes single stem

26-02202	Loop elektrot 24 FR		26-02202	Loop electrode, straight 24 Fr.
26-02200	Loop elektrot, 30° Kıvrımlı 24 FR		26-02200	Loop electrode curved, 30° vapourisation 24 Fr.
26-02221	Loop elektrot, 90° Kıvrımlı 24 FR		26-02221	Loop electrode curved, 90° 24 Fr.
26-02204	Küre Elektrot 3 mm, 24 FR		26-02204	Ball electrode 3 mm, 24 Fr.
26-02205	Küre Elektrot 5 mm, 24 FR		26-02205	Ball electrode 5 mm, 24 Fr.
26-02206	Silindir Elektrot 3 mm, 24 FR		26-02206	Roller electrode 3 mm, 24 Fr.
26-02207	Silindir Elektrot 5 mm, 24 FR		26-02207	Roller electrode 5 mm, 24 Fr.
26-02217	Buharlaştırma Elektrotu 3 mm, 24 FR		26-02217	Vaporisation electrode 3 mm, 24 Fr.
26-02218	Buharlaştırma Elektrotu 5 mm, 24 FR		26-02218	Vaporisation electrode 5 mm, 24 Fr.




Monopolar Elektrotlar ,Tek Kök
Unipolar Electrodes single stem

26-02215	Başak uçlu elektrot ,3 mm, 24 FR		26-02215	Spike electrode 3 mm, 24 Fr.
26-02216	Başak uçlu elektrot 5 mm, 24 FR		26-02216	Spike electrode 5 mm, 24 Fr.
26-02208	Koni uçlu Elektrot 3 mm, 24 FR.		26-02208	Conical electrode 3 mm, 24 Fr.
26-02203	Bıçak uçlu elektrot 24-27 FR		26-02203	Knife electrode curved, 24-27 Fr.
26-02233	Kemer uçlu elektrot , 0° Optik 24 FR		26-02233	Band electrode, 0° Optic 24 Fr.
26-02235	Kemer uçlu elektrot , 30° Optik 24 FR		26-02235	Band electrode, 30° Optic 24 Fr.
26-02237	Kemer uçlu elektrot , Buharlaştırma 24 FR		26-02237	Band electrode, vaporisation 24 Fr.



26-02240	Elektrotlar için sterilize etme kutusu	26-02240	Sterilization box for electrodes
----------	--	----------	----------------------------------

HF Bağlantı Kabloları
HF connection cables

26-02250	HF-Kablo, Aesculap , Berchtold ve Martin için, 4 mm		26-02250	HF cable for Aesculap, Berchtold, Martin, 4 mm
26-02251	HF-Kablo, Storz ve Erbe için 5 mm		26-02251	HF cable for Storz, Erbe, 5 mm
26-02252	HF-Kabel Valleylab ve Bowie için, 8 mm		26-02252	HF cable for Valleylab, Bowie, 8 mm

Rezektoskop Kılıfı Resectoscope sheath



26-02120	Rezektoskop Kılıfı Seti: Sürekli akış için , obtüratörlü, Esnemez, 26 FR içerir:	26-02120	Resectoscope sheath complete for continuous flow with obturator, rigid, 26 Fr.
26-02142	Vakum için delikli Dış kılıf , 26 FR	26-02142	Outer sheath with perforation for suction, 26 Fr.
26-02122	Esnemez İç Kılıf, Seramik İzolasyonlu 26 FR	26-02122	Inner sheath rigid, with ceramic insulation, 26 Fr.
26-02117	Standart Obtüratör, 24 / 26 FR için	26-02117	Standard obturator for 24 / 26 Fr.
Resimsiz:		Without illustration:	
26-02121	Rezektoskop Kılıfı Seti: Sürekli akış için obtüratörlü ,DÖNEBİLEN 26 FR , İçerir:	26-02121	Resectoscope sheath complete for continuous flow with obturator, rotatable, 26 Fr.
26-02125	Vakum için delikli Dış kılıf , 26 FR	26-02125	Outer sheath with perforation for suction, 26 Fr.
26-02124	Esnemez İç Kılıf, Seramik İzolasyonlu 26 FR	26-02124	Inner sheath rotatable with ceramic insulation, 26 Fr.
26-02117	Standart Obtüratör,24 / 26 FR için	26-02117	Standard obturator for 24 / 26 Fr.

Obtüratörler Obturator



26-02117	Standart obtüratör 24 / 26 CH	26-02117	Standard obturator, 24 / 26 Fr.
----------	----------------------------------	----------	------------------------------------



26-02135	Görüş Obtüratörü 24 / 26 CH	26-02135	Visual obturator, 24 / 26 Fr.
----------	--------------------------------	----------	----------------------------------



26-02137	Görüş Obtüratörü 1 çalışma Kanalı, 24 / 26 FR	26-02137	Visual obturator with 1 working channel, 24 / 26 Fr.
----------	--	----------	---

Çalışma Elemanları
Working element



26-02450

Çalışma Elemanı, 19 FR, Pasif

26-02450

Working element passive, 19 Fr.



26-02451

Çalışma Elemanı, 19 FR, Aktif

26-02451

Working element active, 19 Fr.

Monopolar Elektrotlar, Tek Köklü
Unipolar Electrodes single stem

26-02480

Loop elektrot,
19 FR



26-02480

Loop electrode,
19 Fr.

26-02481

Loop elektrot, kıvrımlı
19 CH



26-02481

Loop electrode curved,
19 Fr.

26-02482

Küre Elektrot 3 mm,
19 FR



26-02482

Ball electrode 3 mm,
19 Fr.

26-02483

Silindir Elektrot 3 mm,
19 FR



26-02483

Roller electrode 3 mm
19 Fr.

26-02484


Bıçak uçlu elektrot, 19 FR
19 CH



26-02484

Knife electrode curved,
19 Fr.

Rezektoskop Kılıfı Resectoscope sheath



26-02453	Sürekli akış için Rezektoskop Kılıfı seti: Esnemez , 19/22 FR , Obtüratör hariç,	26-02453	Sheath for continuous flow, rigid, complete, 19 Fr. / 22 Fr. without obturator
26-02454	Vakum için delikli Dış Kılıf für Absaugung, 22 CH	26-02454	Outer sheath with perforation for suction, 22 Fr.
26-02455	İç Kılıf Seramik İzolasyonlu, 19 FR	26-02455	Inner sheath with ceramic insulation, 19 Fr.
26-02456	Standart obtüratör 19 FR için	26-02456	Standard obturator for 19 Fr.

Resimsiz:

Without illustration:

26-02457	Sürekli akış için Rezektoskop Kılıfı seti: 19 / 22 FR ,Obtüratör hariç,DÖNEBİLEN	26-02457	Sheath for continuous flow, complete, rotatable 19 Fr. / 22 Fr. without obturator
26-02458	Vakum için delikli Dış Kılıf 22 FR	26-02458	Outer sheath with perforation for suction, 22 Fr.
26-02459	İç Kılıf Seramik İzolasyonlu, 19 FR	26-02459	Inner sheath with ceramic insulation, 19 Fr.
26-02456	Standart obtüratör,19 FR için	26-02456	Standard obturator for 19 Fr.

Görüş Obtüratörleri Visual obturators



26-02461	Görüş Obtüratörü, 19 CH	26-02461	Visual obturator, 19 Fr.
----------	-------------------------	----------	--------------------------