

K.B.B

KBB ARAÇLARI



Kavrayıcı Forsepsler • Grasping Forceps



Fisch
çok narin , very delicate
1,3 x 0,7 x 3,5 mm

3,5 mm çene , jaw	çalışma uzunluğu working length			
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
düz straight	20135080	20135125	20135150	20135180



Hartmann
narin delicate
1,8 x 0,8 x 4,0 mm

4,0 mm Maullänge, jaw	çalışma uzunluğu working length			
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
düz straight	20140080	20140125	20140150	20140180



düz pürüzsüz straight, smooth	20840080	20840125	20840150	20840180
----------------------------------	----------	----------	----------	----------



sağa kıvrımlı curved right	20240080	20240125	20240150	20240180
-------------------------------	----------	----------	----------	----------



sola kıvrımlı curved left	20340080	20340125	20340150	20340180
------------------------------	----------	----------	----------	----------



yukarı kıvrımlı curved up	20440080	20440125	20440150	20440180
------------------------------	----------	----------	----------	----------





aşağı kıvrımlı curved down	20540080	20540125	20540150	20540180
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

Daha fazla seçenek için irtibata geçiniz.

Kavrayıcı Forsepsler • Grasping Forceps

6,0 mm çene jaw	çalışma uzunluğu working length				
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm	
 Hartmann narin delicate 1,8 x 0,8 x 6,0 mm	düz straight	20160080	20160125	20160150	20160180
	düz pürüzsüz straight, smooth	20860080	20860125	20860150	20860180
	sağa kıvrımlı curved right	20260080	20260125	20260150	20260180
	sola kıvrımlı curved left	20360080	20360125	20360150	20360180
	yukarı kıvrımlı curved up	20460080	20460125	20460150	20460180
	aşağı kıvrımlı curved down	20560080	20560125	20560150	20560180

8,0 mm çene jaw	çalışma uzunluğu working length				
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm	
 Hartmann narin delicate 2,4 x 1,6 x 8,0 mm	düz, straight	20180080	20180125	20180150	20180180

8,0 mm çene jaw	çalışma uzunluğu working length		
	80 mm	125 mm	
 Duckbill düz, dişli 1,2 x 2,5 x 8,0 mm	düz, straight	40125080	40125125
	45° yukarı kıvrımlı 45° curved up	40425080	40425125

Kulak Masları Ear Scissors



Bellucci
çok narin *very delicate*
1,6 x 1,0 x 3,5 mm

3,0 mm bıçaklar	çalışma uzunluğu <i>working length</i>			
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
gerade <i>straight</i>	10135080	10135125	10135150	10135180



Bellucci
standart *standard*
2,0 x 1,3 x 5,0 mm

5,0 mm bıçaklar	çalışma uzunluğu <i>working length</i>			
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
düz <i>straight</i>	10150080	10150125	10150150	10150180



sağa eğimli <i>curved right</i>	10250080	10250125	10250150	10250180
---------------------------------	----------	----------	----------	----------



sola eğimli <i>curved left</i>	10350080	10350125	10350150	10350180
--------------------------------	----------	----------	----------	----------



yukarı eğimli <i>curved up</i>	10450080	10450125	10450150	10450180
--------------------------------	----------	----------	----------	----------

Kulak Masları Ear Scissors



Shea-Bellucci

2,4 x 1,6 x 7,0 mm

7,0 mm

bıçaklar

çalışma uzunluğu working length

, blades 80 mm 125 mm 150 mm 180 mm

düz

straight

10170080	10170125	10170150	10170180
----------	----------	----------	----------



sağa eğimli

curved right

10270080	10270125	10270150	10270180
----------	----------	----------	----------



sola eğimli

curved left

10370080	10370125	10370150	10370180
----------	----------	----------	----------



yukarı eğimli

curved up

10470080	10470125	10470150	10470180
----------	----------	----------	----------



Fisch

Crurotomy makaslar

Crurotomy Scissor

3,0 x 0,75 x 2,0 mm

3,0 mm

Bıçaklar

Nutzlängen, working length

, blades 80 mm 125 mm 150 mm 180 mm

sağa eğimli

curved right

11220080	-	-	-
----------	---	---	---



sola eğimli

curved left

11320080	-	-	-
----------	---	---	---

KAŞIK FORSEPSLER

Cupped Forceps



Mikro - kulak Forsepsleri

Micro-Ear Forceps

çok narin very delicate
1,8 x 0,6 x 4,5 mm

0,6 mm

Çalışma uzunluğu *working length*

oval, oval cupped 80 mm 125 mm 150 mm 180 mm

düz

straight

21106080

21106125

21106150

21106180

sağa eğimli

curved right

21206080

21206125

21206150

21206180

sola eğimli

curved left

21306080

21306125

21306150

21306180

yukarı eğimli

curved up

21406080

21406125

21406150

21406180

aşağı eğimli

curved down

21506080

21506125

21506150

21506180



Mikro - kulak Forsepsleri

Micro-Ear Forceps

narin delicate
1,8 x 0,9 x 4,5 mm

0,9 mm

Çalışma uzunluğu *working length*

oval, oval cupped 80 mm 125 mm 150 mm 180 mm

düz

straight

21109080

21109125

21109150

21109180

sağa eğimli

curved right

21209080

21209125

21209150

21209180

sola eğimli

curved left

21309080

21309125

21309150

21309180

yukarı eğimli

curved up

21409080

21409125

21409150

21409180

aşağı eğimli

curved down

21509080

21509125

21509150

21509180

KAŞIK FORSEPSLER

Cupped Forceps



Hartmann- Kulak Forsepsleri
Hartmann-Ear Forceps
düz straight

round cupped	working length			
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Ø 0,75 mm	22175080	22175125	22175150	22175180
Ø 1,00 mm	22110080	22110125	22110150	22110180
Ø 1,50 mm	22115080	22115125	22115150	22115180
Ø 2,00 mm	22120080	22120125	22120150	22120180
Ø 2,50 mm	22125080	22125125	22125150	22125180
Ø 3,00 mm	22130080	22130125	22130150	22130180



Hartmann- Kulak Forsepsleri
Hartmann-Ear Forceps
yukarı eğimli curved up

yuvarlak round cupped	çalışma uzun. working length			
	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Ø 0,75 mm	22475080	22475125	22475150	22475180
Ø 1,00 mm	22410080	22410125	22410150	22410180
Ø 1,50 mm	22415080	22415125	22415150	22415180
Ø 2,00 mm	22420080	22420125	22420150	22420180
Ø 2,50 mm	22425080	22425125	22425150	22425180
Ø 3,00 mm	22430080	22430125	22430150	22430180

KULAK FORSEPSLERİ Ear Forceps



Dieter
kışaç
Malleus Nipper
2,0 x 1,6 x 0,8 x 3,5 mm



3,5 mm **çalışma uzun. working length**
çene 80 mm
yukarı eğimli
upward cutting 23150081



aşağı eğimli
downward cutting 23150082

KULAK FORSEPSLERİ Ear Forceps



Strümpel
Ohrzängchen, **Kulak Forsepsi**
gefenstert,
fenestre çene
2,5 x 6,0 mm

6,0 mm çene	çalışma uzun. jaw	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
düz straight		21160081	21160125	21160150	21160180
45° aufgebogen 45° curved up		21460081	21460125	21460150	21460180
90° aufgebogen 90° curved up		21960081	21960125	21960150	21960180



Strümpel
biyopsi kavrama forsepsi
çocuklar için vakum
kanallı
Biopsy a. Grasping Forceps
for children, with
suction channel
2,5 x 6,0 mm

6,0 mm çene	çalışma uzun. jaw	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
düz straight		-	21125126	-	-
45° yukarı kıvrımlı 45° curved up		-	21425126	-	-



Greven
Drahtschliesszängchen,
tel pense
1,8 x 0,8 x 5,0 mm

5,0 mm çene	çalışma uzun. jaw	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
gerade straight		23150080	-	-	-



McGee
Drahtschliesszängchen,
tel pense
1,8 x 0,8 x 5,0 mm

5,0 mm çene	çalışma uzun. jaw	80 mm	125 mm	150 mm	180 mm
düz straight		23150079	-	-	-

KULAK FORSEPSLERİ Ear Forceps



1/1



Hartmann
Ohrtamponzangchen
kulak tampon forsepsi

alıřma uzunluęu working length
60 mm

2,0 x 5,0 mm	narin delicate	50180060
1,5 x 4,0 mm	ok narin extra delicate	50180160



1/1



Paukenrohrchen-
delik tup tanıtıcı
Vent tube introducer

alıřma uzun. working length
96 mm

5,0 mm	ene jaw	60108096
0,8 x 5,0 mm	kucuk small	60110096
1,0 x 5,0 mm	orta medium	60110096